

## Navodila za naročanje

### Izdelki in opisi

Št. Izdelka	Opis
VXSY-01-1	VADOpnex System
VXFP-01-1-L-LI	1 VADOpnex blazinica za stopalo, velikost Large (42-47), levo
VXFP-01-1-L-RE	1 VADOpnex blazinica za stopalo, velikost Large (42-47), desno
VXFP-01-1-M-LI	1 VADOpnex blazinica za stopalo, velikost Medium (37-41), levo
VXFP-01-1-M-RE	1 VADOpnex blazinica za stopalo, velikost Medium (37-41), desno
VXFP-02-1-L	1 par VADOpnex blazinice za stopalo, velikost Large (42-47)
VXFP-02-1-M	1 par VADOpnex blazinice za stopalo, velikost Medium (37-41)
VXFP-05-1-L	Boks 5 parov VADOpnex blazinice za stopalo, velikost Large (42-47)
VXFP-05-1-M	Boks 5 parov VADOpnex blazinice za stopalo, velikost Medium (37-41)
VXCP-03-1-LI	1 VADOpnex blazinica za pod mavec VACOped/mavec, levo
VXCP-03-1-RE	1 VADOpnex blazinica za po mavec VACOped/mavec, desno
VXHP-04-1-LI	1 VADOpnex blazinica za roko, levo
VXHP-04-1-RE	1 VADOpnex blazinica za roko, desno

### Informacije

Na željo vas radi obiščemo in vam uporabo ter prednosti VADOpnex-a predstavimo. Nadaljne informacije dobite na naši spletni strani: [www.oped.si](http://www.oped.si)

## OPED vam omogoča mobilnost

Pri OPED smo strokovnjaki za medicinsko tehnologijo. Vse naše izdelke za ortopedsko rehabilitacijo razvijamo sami in jih izdelujemo v Nemčiji. Naš cilj: mobilni bolnik. [www.oped.si](http://www.oped.si)



## VADOpnex Prednosti na kratko:

- možnost operacije v povprečju 1,7 dni prej
- skrajšan čas ležanja za povprečno 3,6 dni
- manj tromboz, oteklin in možnosti za Compartment sindrom
- boljše in hitrejše zdravljenje poškodbe

**VADOpnex** ® by OPED  
FOOT PUMP SYSTEM

Moderni frakturni  
management mehkih  
delov na primeru  
impulzne tehnologije

Deutschland/international:  
**OPED GmbH**  
Medizinpark 1  
83626 Valley/Oberlindern  
Fon +49(0)8024/608182-10  
Fax +49(0)8024/608182-99  
mail@oped.de  
www.oped.de

Schweiz:  
**OPED AG**  
Hinterbergstrasse 26  
6330 Cham  
Fon +41(0)41/7485335  
Fax +41(0)41/7485340  
contact@oped.ch  
www.oped.ch

www-INVX-01-2-SL | attraction | Scheier GmbH | 04/2013

**OPED**

## Moderni frakturni management potrebuje istočasno tudi napredni management mehkih delov.

VADOPlex sistem deluje po preizkušenem principu impulzne tehnologije. Delovanje aparata imitira naravni proces hoje pod polno obremenitvijo, kar vodi k pomembnem izboljšanju povratnega krvnega obtoka v primerjavi s konvencionalno kompresijsko terapijo ter tako istočasno občutno poveča arterijski dovod krvi.

VADOPlex sistem je uspešen in enostaven za namestitev in uporabo.

Vključitev aparata v koncept terapije vodi k pomembnem znižanju stroškov zaradi hitrejšega zdravljenja poškodb ali ran, zmanjšanju komplikacij ter izboljšanju rezultatov zdravljenja za paciente.


**VADOplex** <sup>®</sup> by OPED  
FOOT PUMP SYSTEM

### Prednosti

- možnost operacije v povprečju 1,7 dni prej <sup>1)</sup>
- skrajšan čas ležanja za povprečno 3,6 dni <sup>2)</sup>
- razpoznavno manj komplikacij (manj tromboze, manj možnosti za Compartment syndrom) <sup>1) 2)</sup>
- boljša prekrvavitev vodi k boljšem in hitrejšem zdravljenju poškodbe

### Indikacije

- močne otekline
  - po poškodbi
  - po operaciji
- nevarnost tromboze
- profilaksa pri Compartment sindrom in po njegovi OP



Dotok v V. femoralis med impulzno kompresijo stopala

### Koncept terapije

Napredni management mehkih delov pri poškodbi ali razjedah je nepogrešljiv del moderne oskrbe zlomov, poškodb, kakor tudi ključ za uspešno terapijo motenj prekrvavitve in zdravljenja razjed. Z njim boste dosegli boljše rezultate zdravljenja, večje zadovoljstvo pacientov, zmanjšanje stroškov zdravljenja ter manj komplikacij.

VADOPlex System




blazinicica za roko



blazinicica za pod mavec



blazinicica za nogo



vezenski predel stopala – predel za namestitev impulzne tehnologije za stopalo

1) Caschman, Bishay et.al.; Journal Orthop. Trauma 2004;18:596-601

2) Haas, Stöckle et.al.; Foot&Ankle International Vol 18 Nr 7/July 1997; 432-438